

Crème à l'ambroxol

Mode opératoire

FICHE DE FABRICATION		Cachet de la pharmacie 		Nom et signature de l'exécutant : Laurine	
Date de réalisation de la préparation : date du jour	Date limite d'utilisation (ou de péremption) : date + 1 mois	Numéro de lot de la préparation : 3039055	Quantité ou volume à préparer : 50 g	Nombre d'unités conditionnées :	Forme pharmaceutique : pommade
Numéros de lot des MP	Formule réalisée : désignation des produits	Quantité pesée ou volume mesuré pour la préparation	Visa du double contrôle des pesées	Conditionnement	
098BNVC	Ambroxol HCL	5 g		Conditionnement primaire : pot Topitec	
543SDEZ	Excipial Hydrocrème	45 g			
5647TYGH	Pot Topitec				
Protocole de fabrication			Coller le double de l'étiquetage :		
<ol style="list-style-type: none"> 1 Pesée des produits avec enregistrement des numéros de lot de matières premières et des quantités pour la traçabilité dans le respect des BPP. Ces pesées sont effectuées dans un pot pré-étiqueté pour la traçabilité et le contrôle. 2 Peser d'abord l'ambroxol. 3 Puis peser l'Excipial Hydrocrème. 4 Le mélange est réalisé directement dans le pot Topitec. 5 Le pot va être fixé sur le mélangeur Topitec. 6 Vérifier l'homogénéité de la préparation. Fermeture du pot, verrouillage et étiquetage. 			 COORDONNÉES PHARMACIE Pommade en pot n° 535671 Lot n° 3039055 - Voie cutanée adulte DLU : date + 1 mois Posologie : 1 application matin et soir Dosage en PA pour 50 g : Ambroxol HCL 5 g – 10 % Excipial Hydrocrème QSP 50 g NE PAS AVALER RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE		
Date : du jour			Nom et signature du pharmacien responsable du préparatoire : Christine Pilon		
<input checked="" type="checkbox"/> Acceptation			<input type="checkbox"/> Refus		



la prép

Prescription

- Faire la préparation magistrale suivante avec :
 - ambroxol 10 % ;
 - Excipial Hydrocrème QSP 50 g.
- Posologie : appliquer matin et soir.


Indication thérapeutique

Cette préparation est prescrite par un praticien hospitalier dans le cadre de la prise en charge de douleurs neuropathiques. L'effet anesthésique de l'ambroxol est connu depuis longtemps mais aucune application thérapeutique n'a été développée dans la douleur. Selon des études, l'action anesthésique de l'ambroxol est 40 fois plus puissante que la lidocaïne dans les douleurs neuropathiques. Malheureusement, cette molécule n'est pas efficace dans tous les types de douleurs.

Points forts de la préparation

Préparation réalisée dans le pot de conditionnement et mélangée grâce à un mélangeur Topitec. Cette technique permet un gain de temps, de manipulation et moins de risques de contamination croisée, ainsi qu'une utilisation plus hygiénique pour le patient. Le pot-tube Topitec évite de tremper le doigt dans le pot classique. Cette préparation prend en charge des douleurs particulièrement difficiles à soulager. Les patients voient leur quotidien nettement amélioré avec possibilité de reprendre leurs activités quotidiennes.

Remboursement : oui, en précisant « pour douleurs neuropathiques en l'absence de spécialité équivalente disponible ». ■ **Christel Leclercq**



© Philippe Matsas. Reportage réalisé à la pharmacie Delpéché, Paris.